



Xpert[®] Flu*

Identifica i virus dell'influenza A e B ed il nuovo strain H1N1 in meno di un'ora.

Fast. Reliable. Easy.

Ottimizzato per piattaforma GeneXpert[®]. Sistema completamente automatico che, attraverso cartucce monouso, esegue l'identificazione genetica a partire dal campione biologico.

Lo strumento esegue:

- Estrazione del campione
- Retrotrascrizione
- Amplificazione degli acidi nucleici in Real Time
- Analisi ed interpretazione dei risultati

Xpert[®] Flu garantisce:

- **Risultati in meno di un'ora**
- Identificazione del virus dell' influenza A e B
- Identificazione dello Strain stagionale H1 e H3 e del nuovo sierotipo H1N1
- Minima manipolazione manuale del campione
- Controlli integrati per garantire la sicurezza del risultato